



Istruzioni per l'uso els bulkfill

1. Descrizione del prodotto

Composito di sottofondo microibrido, fluido, fotopolimerizzabile e radiopaco con tensione da retrazione estremamente bassa e un'elevata profondità di indurimento (esposizione di incremento 4 mm). Conforme a DIN EN ISO 4049.

2. Composizione
barium glass (53 wt %, 28 % by volume, particle size between 0.04 - 3.00 µm, median 0.7 µm), silanized, ytterbium trifluoride BisGMA, BisEMA, catalysts, inhibitors, additives

3. Uso previsto

I restauri SAREMCO sono destinati alla ricostruzione diretta o alla correzione di denti naturali funzionalmente compromessi (ad es. denti carenti). Materiale da restauro destinato alla ricostruzione o alla correzione della dentizione naturale.

4. Indicazioni

- Sottofondo (base per otturazione) e lining per cavità di classe I e II
- Odontoiatria conservativa diretta di piccole ricostruzioni di classe I di molari permanenti e ricostruzioni di classe I e II di molari da latte (non occorre altro materiale composito occlusale).
- Sigillatura di solchi dentali estesi
- Realizzazione di monconi

5. Controindicazioni

Polpa esposta, pulpite, allergia nota ai metacrilati, canforchione e BHT

6. Target di pazienti

els bulkfill può essere impiegato per il trattamento di tutti i pazienti senza alcuna limitazione per quanto riguarda età o sesso.

7. Utilizzatore

L'applicazione di els bulkfill deve essere effettuata da un utilizzatore con una formazione professionale in odontoiatria.

8. Effetti collaterali

In alcuni casi sono state segnalate allergie da contatto con prodotti di composizione simile. Per evitare reazioni della polpa, si consiglia di coprire la dentina esposta nella zona della polpa con materiali di riempimento adatti (preferibilmente con idrossido di calcio).

Nota: *els bulkfill* non contenga TEGDMA né HEMA.

9. Interazioni

Evitare l'uso di fondini che, a causa dei loro componenti, possono ostacolare la polimerizzazione. Tutti i composti fenolici, come ZNO-eugenol o preparati contenenti timolo, rientrano in questa categoria.

10. Fasi di lavorazione

10.1. Pulizia dei denti

Spazzolare il dente da trattare e i denti adiacenti con un dentifricio privo di fluoro. Pulire gli spazi interdentali con strisce e filo interdentale se necessario.

10.2. Asciugatura

Asciugare adeguatamente, applicare la diga di gomma.

10.3. Preparazione della cavità

Preparare la cavità nel modo consueto. Per migliorare l'aderenza e l'adattamento marginale si consiglia di creare ritenzioni meccaniche e smussare i margini. Pulire e asciugare la cavità.

10.4. Posizionamento delle matrici

Adottare la misura appropriata nelle aree in cui sarà definito *els bulkfill*. Si consiglia l'utilizzo di matrici che possano essere inserite in aree prossimali. Una separazione minima facilita la costruzione del contatto prossimale e l'applicazione della matrice.

10.5. Sottofondo

Nelle preparazioni particolarmente vicine alla polpa si consiglia di stendere uno strato di materiale protettivo di sottofondo (ad es., cemento di calcio idrossido). Non utilizzare ZNO-eugenol.

10.6. Aderenza

L'adesivo deve essere condizionato e applicato in base alle istruzioni per l'uso del prodotto. SAREMCO consiglia *cmf adhesive system*, *els duobond*, *els unbond* ed *apt unbond*.

10.7. Applicazione

Uso irrigazione: Effettuare alla ringhia l'ago di applicazione in dotazione e procedere all'applicazione diretta di *els bulkfill*.

Inserire il materiale nel punto più profondo iniziando direttamente dalla cavità preparata, riempendola dal basso verso l'alto. A tale scopo, lasciare sommergere la punta dell'ago in metallo. Per evitare bolle d'aria durante l'applicazione, far defluire il prodotto in modo lento e regolare. Rimuovere eventuali bolle d'aria o materiale in eccesso prima della polimerizzazione.

In caso di utilizzo come base per otturazioni, la distanza dal margine occlusale della cavità deve essere almeno di 2 mm. *els bulkfill* può essere polimerizzato in strati fino a 4 mm di spessore. In seguito, applicare un composito universale o per denti laterali a base di metacrilato. SAREMCO consiglia *els composite*. Per la lavorazione attenersi alle rispettive istruzioni d'uso.

Non ritirare lo stantuffo dopo l'applicazione (per evitare un possibile slittamento del materiale). La ritrazione dello stantuffo provoca l'aspirazione di aria nel materiale, deteriorandone le proprietà.

Attenzione: Dopo ogni utilizzo smaltire l'ago di applicazione e richiudere il cappuccio. Tenere i prodotti fotoindurenti lontani da forti fonti di luce.

10.8. Fotoindurimento

Per l'indurimento utilizzare apparecchi di polimerizzazione in commercio, illuminare adeguatamente ogni area dell'otturazione. Si raccomanda un'illuminazione supplementare delle cavità prossimali accessibili, nonché orale e vestibolare. Se utilizzate, rimuovete dapprima eventuali matrici in metallo. Avvicinare il più possibile la finestra di emissione della luce della lampada alla superficie dell'otturazione (→ in caso contrario indurimento non adeguato). Un indurimento non sufficiente può causare scolorimento del materiale, perdita di resistenza del composito e disturbi.

Il tempo di illuminazione è di 20 secondi (per lampade alogene da 700 mW/cm²). Il tempo d'illuminazione necessario può variare in base alla fonte luminosa e alle relative istruzioni d'uso.

11. Conservazione

Proteggere i prodotti fotopolimerizzabili da intense fonti di luce e di calore! *els bulkfill* è concepito per l'uso a temperatura ambiente (20°C - 25°C / 68°F - 77°F). Conservare ad una temperatura compresa tra 4°C e 28°C / 39°F - 82°F. Se la temperatura ambiente supera i 28°C / 82°F si consiglia di conservare in frigorifero. Non congelare! Portare a temperatura ambiente prima dell'uso.

12. Numero di lotto e data di scadenza

In caso di richieste di informazioni, specificare il numero del lotto per identificare i prodotti. I prodotti non devono più essere utilizzati una volta trascorsa la data di scadenza.

13. Misure cautelari

Chiudere i contenitori con l'apposito coperchio dopo ogni utilizzo. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Solo per uso dentale. I guanti per uso medico disponibili in commercio non proteggono dall'effetto sensibilizzante dei metacrilati. Se il prodotto entra in contatto con il guanto, rimuoverlo e smaltirlo, lavarsi immediatamente le mani con acqua e sapone e indossare un guanto nuovo. In caso di reazione allergica consultare un medico. Durante la lucidatura o la rimozione dei composti, si raccomanda di utilizzare sempre un sistema di raffreddamento ad acqua e un buon sistema di aspirazione per ventilare spesso lo studio dentistico nonché di indossare maschere filtranti ad alta efficienza per le particelle di piccole dimensioni.

14. Misure di emergenza

In caso di contatto diretto con la mucosa orale, sciacquare con acqua. In caso di contatto diretto con gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua. Consultare un oftalmologo.

15. Igiene

Utilizzare gli applicatori solo per un singolo paziente. Dosare i prodotti lontano dai pazienti per evitare contaminazioni. La sterilizzazione delle siringhe o delle punte prima del primo utilizzo non è richiesta.

16. Garanzia

Il prodotto è stato sviluppato per l'uso in odontoiatria e deve essere lavato, preparato e usato nelle istruzioni per l'uso. Per altri danni, cioè quelli causati dalla mancata osservanza delle istruzioni per l'uso o da altro uso improprio o uso improprio di un prodotto, si declina ogni responsabilità. La nostra responsabilità è limitata alla qualità dei nostri prodotti. Se un prodotto è di qualità difettosa, verrà sostituito solo il suo valore. È responsabilità dell'utente verificare, prima di utilizzare i prodotti, se sono adatti allo scopo previsto. L'utente si assume espressamente tutti i rischi associati all'uso del prodotto ed è l'unico responsabile per eventuali danni derivanti. Schede di sicurezza e dati tecnici sono disponibili sul sito web di SAREMCO Dental AG.

17. Altre note per l'Europa

Se l'utilizzatore e/o il paziente vengono a conoscenza di incidenti gravi legati all'applicazione del prodotto, devono essere segnalati al produttore e alle autorità responsabili dello stato in cui risiede l'utente e/o il paziente. Resoconti sommarî sulla sicurezza e le prestazioni cliniche di SAREMCO prodotti sono disponibili nella banca dati europea dei dispositivi medici (EUDAMED-<https://ec.europa.eu/tools/eudamed>).

18. Produzione / distribuzione

SAREMCO Dental AG
Gewerbestrasse 4
CH-9445 Rebstein / Svizzera
Tel: +41 (0) 71 775 80 90
Fax: +41 (0) 71 775 80 99
info@saremc.ch
www.saremc.ch

Modificato: 04-2025 | D600154

Dispositivo medico di classe IIa

Dispositivo medico di classe III (Canada)



1. Descripción del producto

Composite revestimiento microhíbrido, fluido, fotocurable y radiopaco con un estrés de contracción extremadamente bajo y una profundidad de curado aumentada (incremento al grosor 4 mm). Cumple con la norma DIN EN ISO 4049.

2. Composición
barium glass (53 wt %, 28 % by volume, particle size between 0.04 - 3.00 µm, median 0.7 µm), silanized, ytterbium trifluoride BisGMA, BisEMA, catalysts, inhibitors, additives

3. Uso previsto

Los restauradores de SAREMCO están destinados a la reconstrucción o corrección directa de la dentición natural funcionalmente comprometida (por ejemplo, dientes deficientes). Material de restauración destinado a la reconstrucción o corrección de la dentición natural.

4. Indicación

- Revestimiento (base del relleno) y revestimiento para las cavidades de clase I y II
- Terapia de relleno directo para pequeñas restauraciones dentales de clase I en los molares restantes y para restauraciones dentales de clase I y II en los molares primarios (sin necesidad de material composite occlusal)
- Sellado de fisuras extendidas
- Estratificaciones del núcleo dental

5. Contraindicación

Pulpa abierta, pulpitis, alergia conocida a los metacrilatos, canforquinona o BHT.

6. Pacientes destinatarios

els bulkfill puede emplearse en todo tipo de pacientes, sin limitaciones de edad o sexo.

7. Usuario

La aplicación de els bulkfill debe llevarla a cabo un usuario profesional cualificado y formado en odontología.

8. Efectos secundarios

En casos individuales, se han descrito alergias de contacto a productos de composición similar. Para evitar reacciones de la pulpa, se recomienda cubrir la dentina expuesta en el área pulpar con materiales de subotutación adecuados (preferentemente, con hidróxido de calcio).

Nota: *els bulkfill* no contiene TEGDMA ni HEMA.

9. Interacciones

Evite los materiales de subotutación que puedan dificultar la polimerización debido a sus ingredientes. Todos los componentes fenólicos, como el óxido de zinc eugenol o las preparaciones que contienen timol, pertenecen a esta categoría.

10. Etapas de procesamiento

10.1. Limpieza del diente

Cepillar la pieza por tratar y los dientes adyacentes con pasta dental sin fluor. Limpie los espacios interdentalis utilizando bandas e hilo dental si es necesario.

10.2. Secado

Secar lo suficiente, aplicar dique de goma.

10.3. Preparación de la cavidad

Prepare la cavidad de la forma habitual. Se recomiendan socavados y márgenes biselados para mejorar la adhesión y la adaptación del margen. Limpie y seque la cavidad.

10.4. Colocación de las matrices

Es necesario tomar las precauciones necesarias en las zonas a las que *els bulkfill* podría pasar. La utilización de matrices en cuña en la zona proximal puede resultar útil. La separación mínima facilita el contacto proximal y la inserción de la matriz.

10.5. Subotutación

En el caso de que se realicen preparaciones cerca de la pulpa, se recomienda proteger la pulpa con una subotutación (p. ej., cemento de hidróxido de calcio). ¡No utilizar óxido de zinc-eugenol!

10.6. Adhesión

El adhesivo tiene que ser preparado y aplicado según las instrucciones de uso del producto. SAREMCO recomienda *cmf adhesive system*, *els buobond*, *els unbond* y *apt unbond*.

10.7. Adhesión

Uso de la jeringuilla: Fije el tubo de aplicación suministrado en la jeringuilla y aplique directamente *els bulkfill*.

Empezando con el punto inferior, inserte el material directamente en la cavidad preparada y rellene la cavidad desde la parte inferior hasta arriba. Deje la punta del tubo de metal insertada en la cavidad. Para evitar la formación de burbujas, es necesario asegurarse que el material fluya de forma lenta y uniforme. Si fuese necesario, elimine las burbujas y el material sobrante antes de la polimerización. Cuando se utilice como base del relleno, la distancia del límite occlusal de la cavidad tiene que ser, como mínimo, de 2 mm. *els bulkfill* puede polimerizarse en incrementos de hasta 4 mm de grosor. A continuación, revestir con un composito dental universal o lateral a base de metacrilato. SAREMCO recomienda *els composite*. En cuanto al proceso de elaboración, es necesario tener en cuenta las instrucciones de uso correspondientes.

No retraiga el émbolo después de la aplicación (para evitar un posible desprendimiento del material). Una retracción del émbolo provoca la aspiración de aire en el material, lo que deteriora las propiedades del material.

Precaución: Tras cada uso, retire el tubo de aplicación y reponga la cápsula. Proteja los productos de fuentes de luz intensa.

10.8. Fotopolimerización

Utilice los dispositivos estándar de polimerización para la fotopolimerización. Exponga suficientemente cada zona del relleno. Se recomienda exponer, de forma adicional, la caja aproximal y las zonas bucales y vestibulares. Si se utilizan matrices de metal, deberán retirarse de antemano. Acuerce el haz de luz de la lámpara lo más cerca posible de la superficie del relleno (→ de lo contrario, la calidad de la polimerización será menor). Una polimerización insuficiente puede provocar la decoloración del material y la pérdida de fuerza del composito de relleno, lo que puede generar reclamaciones.

El periodo de exposición es de 20 segundos (para lámparas halógenas de 700 mW/cm²). El periodo de exposición puede variar según la fuente de luz y las instrucciones de uso correspondientes.

11. Almacenamiento

Proteja los productos de fotocurado de las fuentes luminosas intensas! *els bulkfill* se desarrolló para su uso a temperatura ambiente (20°C - 25 °C / 68°F - 77°F). Almacene a temperaturas entre 4°C - 28°C / 39°F - 82°F. Si la temperatura ambiente excede los 28°C / 82°F, se recomienda guardarlo en el refrigerador. ¡No congelar! Llevar a temperatura ambiente antes de usar.

12. Número de lote y fecha de caducidad

Se debe especificar el número de lote para identificar los productos en caso de consultas. Los productos ya no deben utilizarse una vez transcurrida la fecha de caducidad.

13. Medidas de precaución

Cierre los envases después de cada uso con la tapa adecuada. Mantener fuera del alcance de los niños. Solo para uso dental. Los quantes médicos disponibles comercialmente no brindan protección contra el efecto sensibilizador de los metacrilatos. Si el producto entra en contacto con el guante, quítese el guante y lávese las manos con agua y jabón de inmediato y póngase un guante nuevo. En caso de una reacción alérgica, consulte con un médico. Al pulir o extraer composites se recomienda utilizar siempre un sistema de refrigeración por agua y un buen sistema de extracción para poder ventilar el laboratorio dental con frecuencia, asimismo se recomienda utilizar máscaras con una alta eficiencia en filtración de partículas para tamaños de partículas pequeños.

14. Medidas de emergencia

En caso de contacto directo con la mucosa bucal, enjuagar con agua. En caso de c contacto con los ojos, enjuagar abundantemente con agua. Consulte a un oftalmólogo.

15. Higiene

Utilice los instrumentos de aplicación para un solo paciente. Dosifique el producto a cierta distancia del paciente para evitar la contaminación. No es necesario esterilizar las jeringas o las puntas antes del primer uso.

16. Garantía

El producto fue desarrollado para su uso en odontología y debe procesarse de acuerdo con las instrucciones de uso. Para otros daños, es decir, los causados por el incumplimiento de las instrucciones de uso u otro manejo inadecuado o uso inadecuado de un producto, se rechaza cualquier responsabilidad. Es responsabilidad del usuario comprobar, antes de utilizar los productos, si son adecuados para el propósito previsto. El usuario asume expresamente todos los riesgos asociados con el uso del producto y es el único responsable de los daños resultantes. Las hojas de datos de seguridad y las hojas de datos técnicos están disponibles en el sitio web de SAREMCO Dental.

17. Otras notas para Europa

Si el usuario y / o el paciente se dan cuenta de incidentes graves relacionados con la aplicación del producto, deben ser informados al fabricante y a las autoridades responsables del estado en el que reside el usuario y / o el paciente.

Los resúmenes sobre seguridad y rendimiento clínico de SAREMCO productos están disponibles en la base de datos europea sobre productos sanitarios (EUDAMED-<https://ec.europa.eu/tools/eudamed>).

18. Producción / distribución

SAREMCO Dental AG
Gewerbestrasse 4
CH-9445 Rebstein / Suiza
Tel: +41 (0) 71 775 80 90
Fax: +41 (0) 71 775 80 99
info@saremc.ch
www.saremc.ch

Editado: 04-2025 | D600154

Dispositivos médicos de Clase IIa

Dispositivo médico de Clase III (Canada)



Gebruiksaanwijzing els bulkfill

1. Productbeschrijving

Lichtuithardend, vloeibaar, radio-opaak microhybride-overvulling-composiet met zeer weinig krimpspanning en verhoogde uitharddiepte (incrementsterkte 4mm). Conform DIN EN ISO 4049.

2. Samenstelling

barium glass (53 wt %, 28 % by volume, particle size between 0.04 - 3.00 µm, median 0.7 µm), silanized, ytterbium trifluoride BisGMA, BisEMA, catalysts, inhibitors, additives

3. Beoogd gebruik

Saremc-pristaatiemiddelen zijn bedoeld voor de directe reconstructie of correctie van een functioneel aangetast natuurlijk gebit (bijv. gebrekkelijke tanden). Restauratiemateriaal bestemd voor de reconstructie of correctie van natuurlijke gebitselementen.

4. Indicatie

- Ondervulling (vullingsbasis) en lining bij caviteiten van klasse I en II
- Directe vullingstherapie van kleine klasse I-restauraties bij blijvende molaren en voor klasse I- & II-restauraties bij melkmolaren (zonder de noodzaak van een extra occlusaal composietmateriaal)
- Verzegeling van vergrote fissuren
- Stompopbouw

5. Contra-indicaties

Open pulpa, pulpitis, bekende allergie voor methacrylaten, kamferchinoxen en BHT.

6. Patiëntendoelgroep

els bulkfill kan voor alle patiënten zonder beperking ten aanzien van leeftijd of geslacht worden gebruikt.

7. Gebruiker

els bulkfill wordt toegepast door professioneel in de tandheelkunde opgeleide gebruikers.

8. Bijwerkingen

In afzonderlijke gevallen zijn er contactallergien beschreven bij gebruik van producten met een soortgelijke samenstelling. Om reacties van de pulpa te vermijden, wordt geadviseerd het blootliggende dentine in de buurt van de pulpa af te dekken met een geschikte ondervulling (bij voorkeur met calciumhydroxide).

Opmerking: *els bulkfill* bevat geen TEGDMA of HEMA.

9. Wisselwerkingen

Gebruik geen ondervullingen met bestanddelen waardoor polymerisatie kan worden verinderd. Hieronder vallen alle fenolische verbindingen, zoals zinkoxide-eugenol of preparaten die thymol bevatten.

10. Gebruiksstappen

10.1. Tandreiniging

Borstel de te behandelen tand en de nabijgelegen tanden met een tandpasta zonder fluoride. Reinig zo nodig de ruimtes interdentaal met strips en flosdraad.

10.2. Drogen

Droog de tand en leg een cofferdam aan.

10.3. Caviteitspreparatie

Prepareer de caviteit zoals gebruikelijk. Ondersnijdingen en afgeschuinde randen worden aanbevolen om de hechting en de randansluiting te verbeteren. Reinig en droog de caviteit.

10.4. Matrijzen plaatsen

Passende maatregelen treffen in gebieden waarin *els bulkfill* kan wegvloeien. Het gebruik van matrijzen die in het proximale gebied worden vastgepind, is gunstig. Minimale scheiding vergemakkelijkt het approximale contact en het aanleggen van de matrijzen.

10.5. Ondervulling

Bij preparaties in de buurt van de pulpa wordt geadviseerd om de pulpa te beschermen met een ondervulling (bijv. calciumhydroxide zemen). Gebruik geen zinkoxide-eugenol!

10.6. Adhesie

Prepareer het adhesief en breng het aan volgens de gebruiksaanwijzing bij het product. SAREMCO beveelt *cmf adhesive system*, *els duobond*, *els unbond* en *apt unbond* aan.

10.7. Gebruik

Gebruik van de spuit: Bevestig de tip (bijgevoegd) op de spuit en breng *els bulkfill* rechtstreeks aan.

Begin bij het laagste punt en breng het materiaal rechtstreeks aan op de geprepareerde caviteit aan. Vul de caviteit van beneden naar boven. Laat de punt van de metalen tip in de caviteit zitten. Zorg dat het materiaal langzaam en gelijkmatig wordt aangebracht om bubbels te voorkomen. Verwijder zo nodig bubbels en een teveel aan materiaal vóór polymerisatie. Bij gebruik van een basis voor vulling moet de afstand tussen de occlusale rand van de caviteit minstens 2 mm zijn. *els bulkfill* kan worden gepolymeriseerd in stappen van maximaal 4 mm dik. Bedek met een universele composit of composit voor posterieure tanden op methacrylaatbasis. SAREMCO beveelt *els composite* aan. Zie de specifieke gebruiksaanwijzing voor verwerking en afwerking.

Trek de plunjer niet terug na het aanbrengen (om mogelijk inzaken van het materiaal te voorkomen). Door het terugtrekken van de plunjer wordt lucht in het materiaal gezogen, waardoor de materiaaleigenschappen verslechteren.

Belangrijk: Verwijder de tip in plaats het dopje terug na elk gebruik. Houd lichtuithardende producten uit de buurt van sterke lichtbronnen.



NL | Nederlands

10.8. Lichtuitharding

Gebruik standaard polymerisatie-apparaat voor lichtuitharding. Belicht elk deel van de vulling voldoende. Indien belichting van de approximale ruimte (indien toegankelijk) en de orale en vestibulaire ruimten wordt ook aanbevolen. Als er metalen matrices zijn gebruikt, moeten deze van tevoren worden verwijderd. Breng het lichtvenster van de lamp zo dicht mogelijk bij de oppervlakte van de vulling (anders verminderd de uithardingskwaliteit). Onvoldoende uitharding kan leiden tot verkleuring van het materiaal, verlies van sterkte van de composietvulling en klachten. De belichtingstijd is 20 seconden (voor halogeenlampen van 700 mW/cm²). De belichtingstijd kan variëren, afhankelijk van de lichtbron en de gebruiksaanwijzing.

11. Bewaren

Bescherm lichtuithardende producten tegen krachtige lichtbronnen en hittel *els bulkfill* is ontwikkeld voor gebruik bij kamertemperatuur (20°C - 25°C / 68°F - 77°F). Bewaar het middel bij een temperatuur van 4°C - 28°C / 39°F - 82°F. Bij een kamertemperatuur van meer dan 28°C / 82°F wordt aanbevolen het middel in de koeling te bewaren. Niet invriezen! Op kamertemperatuur brengen voor gebruik.

12. Batchnummer en vervaldatum

Vermeld het batchnummer ter identificatie van de producten in het geval van vragen. Producten mogen niet worden gebruikt na de vervaldatum.

13. Voorzorgsmaatregelen

Sluit alle verpakkingen na elk gebruik met de juiste afdekking. Buiten bereik van kinderen houden. Alleen voor tandheelkundig gebruik. Commercieel verkrijgbare medische handschoenen bieden geen bescherming tegen de sensibilisatie die optreedt bij gebruik van methacrylaten. Trek de handschoen uit, werp deze weg, was uw handen direct met water en zeep en trek een nieuwe handschoen aan als het product in contact komt met de handschoen. Raadpleeg een arts als u een allergische reactie krijgt. Bij het polijsten of verwijderen van composieten is het raadzaam om altijd een waterkoeling en een goede afzuiging te gebruiken om de pulpa af te dekken met een geschikte ondervulling (bij voorkeur met calciumhydroxide).

14. Noodmaatregelen

Bij rechtstreeks contact met de huid en orale slijmvliezen: met water uitspoelen. Bij contact met de ogen: grondig uitspoelen met water. Een oogarts raadplegen.

15. Hygiëne

Gebruik de instrumenten voor het aanbrengen slechts bij één patiënt. Prepareer de producten uit de buurt van de patiënt om besmetting te voorkomen. Sterilisatie van spuit en tips vóór het eerste gebruik is niet vereist.

16. Garantie

